

COVID-19 Ag (SARS coronavirus 2 Ag)

TMLT CODE 350509

LOINC_NUM 94558-4

CGD_CODE 36596

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	nasopharyngeal swab, nasal swab ใน Extraction buffer tube
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน 24 ชั่วโมง
ประกันเวลา Turn Around Time	1 ชั่วโมง * นับจากเวลาได้รับส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Immunochromatography (Antigen Rapid Test Kit- Professional Use Only)
ค่าอ้างอิง Reference	Negative
หน่วย Unit	-
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (Time limit for requesting additional test)	-
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	<ul style="list-style-type: none"> - ภาชนะใส่ส่งตรวจต้องแช่เย็นขณะนำส่ง และใส่ในกระติกนำส่งที่ปิดผนึกอย่างมิดชิด - รับชุดเก็บตัวอย่าง (swab + Extraction buffer tube) ที่จุดรับส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

