

Cryptococcus Ag

TMLT CODE 350377

LOINC_NUM 31790-9

CGD_CODE 37227

การเตรียมผู้ป่วย	ไม่มี
Patient Preparation	
ตัวอย่างส่งตรวจ	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
Specimen - Container	ขวดปราศจากเชื้อ น้ำไขสันหลัง ประมาณ 0.5 มิลลิลิตร
วันทำการ	ทุกวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-15.00 น.
Testing Schedule	
ประกันเวลา	2 ชั่วโมง
Turn Around Time	* นับจากเวลารับส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	Immunochromatography assay
Methodology-Principle	
ค่าอ้างอิง	Negative (ตรวจไม่พบเชื้อ)
Reference	
หน่วย	-
Unit	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม	ภายใน 7 วัน
(Time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	กรณีได้ผล Positive (พบเชื้อ) และต้องการดูระดับ titer ต้องขอตรวจ
Comment	Cryptococcus: antigen titer เพิ่ม

