



Dengue IgG/IgM (Dengue virus Ab)

TMLT CODE 350843

LOINC_NUM 75223-8

CGD_CODE 36610

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน 24 ชั่วโมง
ประกันเวลา Turn Around Time	1 ชั่วโมง * นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Immunochromatography
ค่าอ้างอิง Reference	Negative
หน่วย Unit	-
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 1 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	-

