

Estradiol (E2)

TMLT CODE 320191

LOINC_NUM 2243-4

CGD_CODE 32618

การเตรียมผู้ป่วย	ไม่มี
Patient Preparation	
ตัวอย่างส่งตรวจ	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง)
Specimen - Container	ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ	ทุกวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-15.00 น.
Testing Schedule	
ประกันเวลา	2 ชั่วโมง
Turn Around Time	* นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	Chemiluminescent microparticle immunoassay
Methodology-Principle	เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Architect i1000sr
ค่าอ้างอิง	<10 pg/mL
Reference	
หน่วย	pg/mL
Unit	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้	ภายใน 1 วัน
(time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 2 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด - ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การแปลผลผลการทดสอบต้อง ประเมินร่วมกับประวัติผู้ป่วย และการตรวจร่างกายเสมอ
Comment	

