



FSH (Follicle stimulating hormone) (Follitropin)

TMLT CODE 320195

LOINC_NUM 83098-4

CGD_CODE 32616

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	7 วันทำการ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Chemiluminescent microparticle immunoassay เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Architect i1000SR
ค่าอ้างอิง Reference	ผู้ชาย ปกติ 0.95 - 11.95 mIU/mL ผู้หญิงที่มีประจำเดือนปกติ - Follicular Phase 3.03 - 8.08 mIU/mL - Mid-Cycle Peak 2.55 - 16.69 mIU/mL - Luteal Phase 1.38 - 5.47 mIU/mL ผู้หญิงหลังหมดประจำเดือน 26.72 - 133.41 mIU/mL
หน่วย Unit	mIU/mL
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 1 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 2 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด

