

Ferritin

TMLT CODE 320401

LOINC_NUM 20567-4

CGD_CODE 30306

การเตรียมผู้ป่วย	ไม่มี
Patient Preparation	
ตัวอย่างส่งตรวจ	Serum Clot Activator tube (ฟาสีแดง)
Specimen - Container	ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ	ทุกวัน เวลา 08.30-15.00 น.
Testing Schedule	
ประกันเวลา	2 ชั่วโมง
Turn Around Time	* นับจากเวลารับส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	Chemiluminescence microparticle immunoassay
Methodology-Principle	เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง	ผู้ชาย: 21.81 - 274.66 ng/mL
Reference	ผู้หญิง: 4.63 - 204.00 ng/mL
หน่วย	ng/mL
Unit	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้	ภายใน 1 วัน
(Time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด - Ferritin เป็น acute phase protein จึงสูงขึ้นได้แม้มีภาวะขาดธาตุเหล็กในภาวะที่มี inflammation เช่น infection, autoimmune disease, malignancy เป็นต้น
Comment	

