

Free T3 (Triiodothyronine (T3) Free)

TMLT CODE 320211

LOINC_NUM 83127-1

CGD_CODE 32612

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	2 ชั่วโมง * นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Chemiluminescence microparticle immunoassay เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง Reference	1.71 - 3.71 pg/mL
หน่วย Unit	pg/mL
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 7 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด

