



## Free T4 (Thyroxine (T4) free)

TMLT CODE 320223

LOINC\_NUM 83122-2

CGD\_CODE 32610

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	2 ชั่วโมง * นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Chemiluminescence microparticle immunoassay เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง Reference	0.70 - 1.48 ng/dL
หน่วย Unit	ng/dL
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	7 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด

