

## HBe Ag (Hepatitis B virus e Ag)

TMLT CODE 350156

LOINC\_NUM 13954-3

CGD\_CODE 36314

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ไม่มี

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง)

ปริมาตร 3-5 mL

วันทำการ

Testing Schedule

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.

ประกันเวลา

Turn Around Time

7 วันทำการ

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

Chemiluminescent microparticle immunoassay

เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Architect i1000SR

ค่าอ้างอิง

Reference

Negative

หน่วย

Unit

-

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 7 วัน

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด

