



HBsAg (Hepatitis B virus surface Ag)

TMLT CODE 350160

LOINC_NUM 5196-1

CGD_CODE 36319

| | |
|--|---|
| การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation | ไม่มี |
| ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container | Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL |
| วันทำการ Testing Schedule | ทุกวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-15.00 น. |
| ประกันเวลา Turn Around Time | 2 ชั่วโมง * นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ |
| วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle | Chemiluminescence microparticle immunoassay เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I |
| ค่าอ้างอิง Reference | Negative |
| หน่วย Unit | - |
| ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (Time limit for requesting additional test) | 7 วัน |
| คำแนะนำเพิ่มเติม Comment | - นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด - สำหรับตรวจยืนยันหาติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี |

