



Influenza A/B

TMLT CODE 350261

LOINC_NUM 72367-6

CGD_CODE 36506

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Nasopharyngeal aspirate/wash, nasopharyngeal swab, nasal swab ใน dry swab transport tube (ฝาสีน้ำเงิน)
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน 24 ชั่วโมง
ประกันเวลา Turn Around Time	1 ชั่วโมง * นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Immunochemistry (Rapid test)
ค่าอ้างอิง Reference	Negative
หน่วย Unit	-
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ไม่สามารถขอเพิ่มการทดสอบได้
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	- ภาชนะใส่สิ่งส่งตรวจต้องแช่เย็นขณะนำส่ง

