



LH (Lutropin Hormone)

TMLT CODE 320207

LOINC_NUM 83103-2

CGD_CODE 32617

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฟ้าสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	7 วันทำการ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Chemiluminescent microparticle immunoassay เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Architect i1000SR
ค่าอ้างอิง Reference	ผู้ชาย ปกติ 0.57-12.07 mIU/mL ผู้หญิงที่มีประจำเดือน ปกติ <ul style="list-style-type: none"> - Follicular Phase 1.80-11.78 mIU/mL - Mid-Cycle Peak 7.59- 89.08 mIU/mL - Luteal Phase 0.56 -14.00 mIU/mL ผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนที่ไม่ได้รับHRT 5.16-61.99 mIU/mL
หน่วย Unit	mIU/mL
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 1 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 2 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด

