

Phenobarbital

TMLT CODE 330123

LOINC_NUM 3948-7

CGD_CODE 33102

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

- Peak level เจาะเลือดหลังจากให้ยา infusion เสร็จแล้ว 2 ชั่วโมง
- Trough level เจาะเลือดก่อนที่จะทำการให้ยาครั้งต่อไป

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Serum Clot Activator tube (ฟ้าสีแดง)

ปริมาตร 3-5 mL

* นำส่งห้องปฏิบัติการทันที หลังเจาะเลือด

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน เวลา 08.30-15.00 น.

ประกันเวลา

Turn Around Time

2 ชั่วโมง

* นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

Chemiluminescent microparticle immunoassay แบบ Quantitative
เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Architect

ค่าอ้างอิง

Reference

15-40 ug/mL

หน่วย

Unit

ug/mL

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 2 วัน

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

-

