



Prolactin

TMLT CODE 320215

LOINC_NUM 20568-2

CGD_CODE 32622

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ควรเจาะเลือดในเวลาเช้า 8.00 -10.00 น. เนื่องจากระดับของ prolactin เปลี่ยนแปลงตามเวลา (diurnal –nocturnal biorhythm)
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	7 วันทำการ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Chemiluminescent microparticle immunoassay เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Architect i1000SR
ค่าอ้างอิง Reference	ผู้ชาย 3.46 - 19.40 ng/mL ผู้หญิง 5.18 – 26.53 ng/mL
หน่วย Unit	ng/mL
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 1 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเครียด (stress) หรือหลัง nipple manipulation จะทำให้ระดับ prolactin สูงขึ้น - ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การแปลผลการทดสอบ ต้องประเมินร่วมกับประวัติผู้ป่วย และการตรวจร่างกายเสมอ

