



Syphilis (T. pallidum Ab)

TMLT CODE 350810

LOINC_NUM 24110-9

CGD_CODE 36006

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	2 ชั่วโมง * นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Chemiluminescence microparticle immunoassay เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง Reference	Negative
หน่วย Unit	-
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 7 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	เป็นการทดสอบในกลุ่มของ treponemal test ตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะต่อ แอนติเจนของเชื้อก่อโรคซิฟิลิส

