



## Total PSA (Prostate specific antigen)

TMLT CODE 320251

LOINC\_NUM 2857-1

CGD\_CODE 37310

การเตรียมผู้ป่วย	ไม่มี
Patient Preparation	
ตัวอย่างส่งตรวจ	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง)
Specimen - Container	ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ	ทุกวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-15.00 น.
Testing Schedule	
ประกันเวลา	2 ชั่วโมง
Turn Around Time	* นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	Chemiluminescence microparticle immunoassay
Methodology-Principle	เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง	0-4 ng/mL
Reference	
หน่วย	ng/mL
Unit	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม	ภายใน 7 วัน
(Time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด
Comment	- สามารถตรวจพบระดับ PSA สูงกว่าปกติได้ทั้งใน มะเร็งต่อมลูกหมาก และ ภาวะต่อมลูกหมากโตที่ไม่ใช่มะเร็ง (benign prostatic hyperplasia, BPH)

