



Valproic Acid (Valproate)

TMLT CODE 330149

LOINC_NUM 4086-5

CGD_CODE 33104

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL * นำส่งห้องปฏิบัติการทันที หลังเจาะเลือด
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	1 ชั่วโมง * นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Chemiluminescent microparticle immunoassay แบบ Quantitative เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Architect
ค่าอ้างอิง Reference	50-100 ug/mL
หน่วย Unit	ug/mL
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 2 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	-

