



## Vitamin D (25-hydroxyvitamin D)

TMLT CODE 320095

LOINC\_NUM 35365-6

CGD\_CODE 32418

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	1 ชั่วโมง * นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Chemiluminescence microparticle immunoassay เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง Reference	30-40 ng/mL
หน่วย Unit	ng/mL
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 24 ชั่วโมง
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	

