



AFB stain (Acid-Fast Bacilli stain)

TMLT CODE 350060

LOINC_NUM 11545-1

CGD_CODE 35001

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	รายละเอียดในคำแนะนำรายละเอียดสิ่งส่งตรวจ
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Sputum, Peritoneal fluid, Abdominal fluid, CSF, Pericardial fluid, Pleural fluid, Joint fluid, Bleb (fluid), Bronchoalveolar lavage, Body fluid, Stool, Brain (fluid), Urine (Mid-stream), Urine (Catheter), Bone marrow, Wound, Tissue, Lymphnode, Pus ภาชนะที่เก็บ : ขวดปราศจากเชื้อที่มีฝาปิดสนิท
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน เวลา 8.30-22.30 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	2 ชั่วโมง
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Microscopic observation Smear Acid fast stain ด้วยวิธี Ziehl-Neelsen
คำอ้างอิง Reference	-
หน่วย Unit	-
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 2 ชั่วโมง
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	-

