



Culture For TB (Mycobacterium culture)

TMLT CODE 350076

LOINC_NUM 543-9

CGD_CODE 35103

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	รายละเอียดในคำแนะนำรายละเอียดสิ่งส่งตรวจ
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ : Sputum, Peritoneal fluid, Abdominal fluid, CSF, Pericardial fluid, Pleural fluid, Joint fluid, Bleb (fluid), Bronchoalveolar lavage, Body fluid, Stool, Brain (fluid), Wound, Tissue, Pus ภาชนะบรรจุ : ขวดปราศจากเชื้อที่มีฝาปิดสนิท
วันทำการ Testing Schedule	วันอังคาร (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	8 Week
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Organism specific culture Conventional method โดย Culture ลงบน Löwenstein-Jensen. และ Mgit
คำอ้างอิง Reference	No Growth
หน่วย Unit	-
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	-
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	อาหารแข็ง Löwenstein-Jensen. อ่านผลที่ 8 สัปดาห์ อาหารเหลว Mgit อ่านผลที่ 6 สัปดาห์

