



## Culture for fungus

TMLT CODE 350384

LOINC\_NUM 580-1

CGD\_CODE 35107

การเตรียมผู้ป่วย

รายละเอียดในคำแนะนำรายละเอียดสิ่งส่งตรวจ

Patient Preparation

ตัวอย่างส่งตรวจ

ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ : Peritoneal fluid, Abdominal

Specimen - Container

fluid, CSF, Pericardial fluid, Pleural fluid, Joint fluid, Bleb (fluid), Bronchoalveolar lavage, Body fluid, Stool, Brain (fluid), Urine (Catheter), Bone marrow, Wound, Tissue, Lymph node, Pus  
ภาชนะบรรจุ : ขวดปราศจากเชื้อที่มีฝาปิดสนิท

วันทำการ

ทุกวัน เวลา 8.30-23.00 น.

Testing Schedule

ประกันเวลา

30 วัน

Turn Around Time

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

เพาะแยกเชื้อโดยวิธี conventional Culture บน Sabouraud Dextrose

Methodology-Principle

Agar

คำอ้างอิง

No Growth 30 day

Reference

หน่วย

-

Unit

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

-

(Time limit for requesting additional test)

คำแนะนำเพิ่มเติม

-

Comment

