



Hemoculture for TB (Mycobacterium culture)

TMLT CODE 351031

LOINC_NUM

CGD_CODE 35103

การเตรียมผู้ป่วย	ใช้วิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique)
Patient Preparation	เจาะก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับสารต้านจุลชีพ
ตัวอย่างส่งตรวจ	ขวด BACTEC MYCO/F- Lytic ฝาสีแดง
Specimen - Container	ปริมาณเลือดที่เก็บขวดละ 1-5 มล.
วันทำการ	ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)
Testing Schedule	
ประกันเวลา	42 วัน
Turn Around Time	
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	เพาะเชื้อ ระยะเวลา 42 วัน (Culture - Automate)
Methodology-Principle	เครื่องอัตโนมัติ BACTEC FX ตรวจหาเชื้อในเลือด โดยใช้ sensor ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ้นในขบวนการ metabolism ของจุลชีพ เป็นระยะ
คำอ้างอิง	No growth 42 days
Reference	
หน่วย	-
Unit	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม	-
(Time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	-
Comment	

