



KOH preparation

TMLT CODE 350398

LOINC_NUM 667-6

CGD_CODE 35004

การเตรียมผู้ป่วย

ใช้ใบมีดชุบบริเวณขอบรอยโรค

Patient Preparation

ตัวอย่างส่งตรวจ

สิ่งส่งตรวจที่มี keratin , ขุยผิวหนัง (skin scraping) , ขน ผม (hair) , เล็บ (nail)

Specimen - Container

ชุดลง Slide ใช้ Slide อีกชิ้นติดประกบกัน นำใส่ถุงปิดสนิท

วันทำการ

ทุกวัน เวลา 8.30-23.00 น.

Testing Schedule

(ผู้ป่วย OPD เวลา 8.30-16.30 น.)

ประกันเวลา

60 นาที

Turn Around Time

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Microscopic observation

Methodology-Principle

KOH preparation หยด potassium hydroxide

คำอ้างอิง

-

Reference

หน่วย

-

Unit

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

-

(Time limit for requesting additional test)

คำแนะนำเพิ่มเติม

-

Comment

