



Skin scraping for Scabies

TMLT CODE 350401

LOINC_NUM 55305-7

CGD_CODE 35004

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ใช้ใบมีดขูดบริเวณขอบรอยโรค

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

สิ่งส่งตรวจที่มี keratin , ขุยผิวหนัง (skin scraping) , ขน ผม (hair) , เล็บ (nail)

ชุดลง Slide ใช้ Slide อีกชิ้นติดประกบกัน นำใส่ถุงปิดสนิท

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน เวลา 8.30-23.00 น.

(ผู้ป่วย OPD เวลา 8.30-16.30 น.)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

Microscopic observation

KOH preparation หยด potassium hydroxide

คำอ้างอิง

Reference

-

หน่วย

Unit

-

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(Time limit for requesting additional test)

-

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

-

