



# Slit skin smear

TMLT CODE 350653

LOINC\_NUM

CGD\_CODE 35001

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ใช้ใบมีด กรีดบริเวณรอยโรค ป้ายของเหลวลงบน slide

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Skin lesion บน Slide

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน เวลา 8.30-16.30น.

ประกันเวลา

Turn Around Time

2 ชั่วโมง

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

Microscopic observation

ย้อม Acid Fast Stain Smear ด้วยวิธี วิธี Ziehl-Neelsen

คำอ้างอิง

Reference

-

หน่วย

Unit

-

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

-

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

-

