



Calcium in 24 hr. Urine

TMLT CODE 320002

LOINC_NUM 18488-7

CGD_CODE 34118

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Urine 24 hr.

Specimen – Container

ใช้ toluene 1 ml ต่อภาชนะบรรจุ ปริมาตร 1000 ml

วันทำการ

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Testing Schedule

ประกันเวลา

60 นาที

Turn Around Time

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

ใช้หลักการ Colorimetric method (Arsenazo III Dye)

Methodology-Principle

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

Urine 24 hr. 100 - 300 mg/day

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/day)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. ระบุปริมาตร Urine ที่เก็บทั้งหมด
2. เก็บตัวอย่างตรวจในภาชนะปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน และการระเหย

