



Sodium in 24 hour Urine

TMLT CODE 320036

LOINC_NUM 2956-1

CGD_CODE 34122

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Urine 24 hr.

Specimen – Container

ใช้ toluene 1 ml ต่อภาชนะบรรจุ ปริมาตร 1000 ml

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Ion-selective electrode diluted (Indirect)

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

Urine 24 hr. (Male) 40 - 220 mmol/day

Urine 24 hr. (Female) 27 - 287 mmol/day

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mmol/day)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. นำส่งตัวอย่าง มา 1000 – 2000 mL Urine 24 hr.
2. ต้องมีการระบุปริมาณปัสสาวะที่เก็บทั้งหมดมาด้วย

