



Urea nitrogen in 24-hour Urine

TMLT CODE 310020

LOINC_NUM 3096-5

CGD_CODE 31014

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Urine 24 hr.

ใช้ toluene 1 ml ต่อภาชนะบรรจุ ปริมาตร 1000 ml

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Enzymatic (Urease)

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

Urine 24 hr. (1,200-2,000 mg/24hr.)

หน่วย

Unit

mg/24hr.

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. Urine 24 hr. จะต้องมีการระบุปริมาตรทั้งหมดมาด้วย
2. ตัวอย่างที่ห้ามใช้ คือ NaF (Fluoride จะยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์ Urease)

