

Bleeding time

TMLT CODE 308009

LOINC_NUM 11067-6

CGD_CODE 30210

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

1. คนไข้ที่ได้รับประทานยา Aspirin, NSAIDS ควรหยุดยา 7 วันขึ้นไป ก่อนรับการตรวจ
2. ไม่ตรวจในผู้ป่วยที่มี Hematocrit ต่ำกว่า 30 %
3. ไม่ตรวจในผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 15 ปี

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

ไม่มี

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ติดต่ोज้าหน้าที่ก่อนส่งตรวจทุกครั้ง)
วัน เวลาราชการ (8.30-16.00) โทร 1139
นอกเวลาราชการ (16.00 -08.30) เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 1135

ประกันเวลา

Turn Around Time

เป็นการทดสอบข้างเตียงผู้ป่วยได้ผลทันที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

Modified Ivy method โดยควบคุมความดันเลือดของแขน ผู้ป่วยด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต ที่ 40 มิลลิเมตรปรอท และใช้ มีดปลายแหลมเจาะผิวหนังให้เป็นแผลลึก 1 มิลลิเมตร กว้าง 5 มิลลิเมตร จับเวลาตั้งแต่เลือดเริ่มไหลจนเลือดหยุดไหล โดยใช้ กระดาษกรองซับเลือด

ค่าอ้างอิง

Reference

ค่าปกติ 1-9 นาที

หน่วย

Unit

รายงานเป็นหน่วยนาที

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ไม่มี

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. กรุณาปรึกษาโลหิตแพทย์ก่อนทุกครั้งที่ยื่นขอตรวจ เจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการจะไปทำการตรวจที่ตัวคนไข้เอง
2. แขนของคนไข้ข้างที่จะตรวจ ต้องไม่ได้อยู่ระหว่างการได้ IV fluid ใดๆ ทั้งสิ้น

