

PTH (Parathyroid hormone)

TMLT CODE 320216

LOINC_NUM 2731-8

CGD_CODE 32613

การเตรียมผู้ป่วย	-
Patient Preparation	
ตัวอย่างส่งตรวจ	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง)
Specimen - Container	ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ	ทุกวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-15.00 น.
Testing Schedule	
ประกันเวลา	2 ชั่วโมง
Turn Around Time	* นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	Chemiluminescence microparticle immunoassay
Methodology-Principle	เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง	15.0 - 68.3 pg/mL
Reference	
หน่วย	pg/mL
Unit	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้	2 วัน
(Time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 2 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด - ผู้ป่วยควรอดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพราะอาหารมีผลต่อการตรวจวัด PTH - ผู้ป่วยควรมาเจาะเลือดเวลา 8.00-10.00 น. เนื่องจากค่าเปลี่ยนแปลงตาม เวลา (diurnal variation)
Comment	

