



RPR (Rapid Plasma Reagin test)

TMLT CODE 350056

LOINC_NUM 20507-0

CGD_CODE 36003

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	1 ชั่วโมง * นับจากเวลารับสิ่งส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Rapid Plasma Reagin card test - microscopic flocculation
ค่าอ้างอิง Reference	การรายงานผล Non-Reactive Reactive with titer
หน่วย Unit	-
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 7 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	- นำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 4 ชั่วโมง - RPR card test เป็นการทดสอบในกลุ่มของ Nontreponemal test สำหรับ Treponema pallidum

