

SARS coronavirus 2, 3 genes, qualitative RT-PCR

TMLT CODE 351121	LOINC_NUM	CGD_CODE 36597
การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี	
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container		Nasopharyngeal aspirate/wash, nasopharyngeal swab, nasal swab
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน	
ประกันเวลา Turn Around Time	24 ชั่วโมง	
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	3 genes, qualitative RT-PCR	
ค่าอ้างอิง Reference	Not detected	
หน่วย Unit	-	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ไม่สามารถขอเพิ่มการทดสอบได้	
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	ภาชนะใส่ส่งตรวจต้องแช่เย็นขณะนำส่ง และใส่ในกระติกนำส่งที่ปิดผนึกอย่างมิดชิด	

